


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pomp Para Wb, Elisa - Q9Y244

Número de artículo: CM0029773



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra POMP humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios de maduración del proteasoma, investigación de chaperonas y análisis de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POMP Rabbit pAb
Notas/Alias	UMP1; PRAAS2; HSPC014; C13orf12; PNAS-110; POMP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51371
GeneID	51371
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-141 de POMP humano (NP_057016.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y244
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo