

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pomt1 Para Wb, Elisa - Q9Y6A1

Número de artículo: CM0017771

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra POMT1 humano (Proteína O-manosil-transferasa 1). Validado para Western blot (WB) y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Tamaño de banda predicho ~85kDa. Ideal para investigación de distroglicanopatía y glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POMT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RT; LGMD2K; MDDGA1; MDDGB1; MDDGC1; LGMDR11; POMT1
Especie	Humano
ID del Gen	10585
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-550 de POMT1 humano (NP_001070833.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y6A1
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo