


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pon1 De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27169

Número de artículo: CM0009655



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo frente a la PON1 humana (Paraoxonasa/arilesterasa 1 sérica). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 40 kDa (SWISS: P27169).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PON1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5444
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 50-150 de la PON1 humana (P27169).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27169
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo