


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pon1 Para Wb Y Elisa - P27169

Número de artículo: CM0018182



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PON1 (P27169) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la paraoxonasa/arilesterasa 1 sérica en la hidrólisis de organofosfatos y la actividad antioxidante asociada a las HDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PON1
Notas/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Especie	Humano
ID génico	5444
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 9-109 de la PON1 humana (NP_000437.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27169
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo