

Anticuerpo Policlonal Anti-Pon3 Para Wb, Elisa - Q15166

Número de artículo: CM0019795

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PON3 humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para investigar la función de la paraoxonasa/lactonasa 3 sérica y la hidrólisis de profármacos de estatinas. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PON3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PON3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5446
ID del Gen	5446
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de PON3 humano (NP_000931.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15166
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo