

Anticuerpo Policlonal Anti-Pop4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95707

Número de artículo: CM0027410



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a POP4 (RPP29), una subunidad de la ribonucleasa P implicada en la maduración del ARNt. Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del procesamiento del ARNt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POP4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RPP29; POP4
Especie	Humano
GeneID (humano)	10775
GeneID	10775
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de POP4 humano (NP_006618.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95707
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo