

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pop4 Para Wb, Elisa - O95707

Número de artículo: CM0016203



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-POP4 de alta calidad validado para WB y ELISA, dirigido a la subunidad p29 de la ribonucleasa P humana y de rata. Ideal para investigación de procesamiento de tRNA y nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo POP4
Observaciones/Alias	RPP29; POP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10775
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de POP4 humano (NP_006618.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O95707
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo