

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pop5 Para Wb Y Elisa - Q969H6

Número de artículo: CM0021789



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína POP5 humana, una subunidad clave de los complejos ribonucleasa P y MRP implicados en la maduración de ARNt y ARNr. Validado para WB y ELISA; reactividad cruzada con espécimen humano y de rata. - Q969H6

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	POP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPP2; RPP20; hPop5; HSPC004; POP5
Especie	Humano
ID del gen	51367
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la proteína POP5 humana (NP_057002.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q969H6
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo