

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pop7 Para Wb, Elisa - 075817

Número de artículo: CM0024924



Introducción

Valide la expresión endógena de POP7 con este anticuerpo policlonal de conejo (075817) para Western blot y ELISA; adecuado para investigar complejos de ribonucleasa P/MRP en el procesamiento de tRNA y rRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POP7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RPP2; RPP20; 0610037N12Rik; POP7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10248
GeneID	10248
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 del POP7 humano (NP_005828.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075817
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo