

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Porcn Para Wb Y Elisa - Q9H237

Número de artículo: CM0015662



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el PORCN humano, una palmitoleoiltransferasa de señalización Wnt, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía Wnt y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PORCN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPN; DHOF; FODH; MG61; PORC; PORCN
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64840
ID de Gen	64840
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-320 del PORCN humano (NP_982299.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H237
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo