

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pou1F1 Para Wb Y Elisa - P28069

Número de artículo: CM0024466



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra POU1F1 humano (PIT1/GHF-1), validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación del desarrollo pituitario y factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo POU1F1
Observaciones/Alias	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a; POU1F1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5449
GeneID	5449
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-273 de POU1F1 humano (NP_000297.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28069
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo