

Anticuerpo Policlonico Anti-Pou2Af1 Para Wb Y Elisa - Q16633

Número de artículo: CM0029176



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra POU2AF1, un coactivador transcripcional específico de células B esencial para la formación de centros germinales. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POU2AF1 Rabbit pAb
Notas / Alias	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1; POU2AF1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5450
ID del Gen	5450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-256 de POU2AF1 humana (NP_006226.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16633
Peso Molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo