

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pou2F1/Oct1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14859

Número de artículo: CM0008432



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a POU2F1/OCT1 humano, validado en WB, IHC-P y ELISA. Detecta POU2F1 humano, de ratón y de rata (~76 kDa). Adecuado para estudios sobre regulación de la transcripción, señalización de receptores nucleares y mecanismos de infección por HSV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo POU2F1/OCT1
Observaciones/Alias	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5451
GeneID	5451
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14859
Peso Proteico	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo