

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pou2F1/Oct1 Para Wb, Elisa - P14859

Número de artículo: CM0022262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el POU2F1/OCT1 humano, ofrecido para aplicaciones de WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata, con un peso molecular predicho de 76 kDa. Ideal para estudios de factores de transcripción y cromatina. UniProt P14859.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo POU2F1/OCT1
Observaciones/Alias	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5451
GeneID	5451
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-290 del POU2F1/OCT1 humano (NP_001185712.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P14859
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo