

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pou2F2 (Oct2) Para Wb Y Elisa - P09086

Número de artículo: CM0021055



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra POU2F2 (OCT2, OTF2) humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de factores de transcripción en investigación de regulación de linfocitos B e inmunoglobulinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POU2F2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OCT2; OTF2; Oct-2; POU2F2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5452
GeneID	5452
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia entre los aminoácidos 400-479 de POU2F2 humano (NP_001193954.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09086
Peso Molecular	51kDa
Envío	Bolsa de hielo