


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pou2F3 Para Wb, Elisa - Q9Uki9

Número de artículo: CM0013788



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra POU2F3 humano (Oct-11), adecuado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón. Se dirige a un factor de transcripción involucrado en la diferenciación de queratinocitos y la función de las células "tuft". Ideal para investigación en dermatología e inmunidad de mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POU2F3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PLA1; OCT11; PLA-1; Epoc-1; OCT-11; OTF-11; Skn-1a; POU2F3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	25833
ID del Gen	25833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de POU2F3 humano (NP_055167.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9UKI9
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo