

Anticuerpo Policlonal Anti-Pou3F1 Para Wb, Elisa - Q03052

Número de artículo: CM0022417

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción humano OCT6/SCIP POU3F1. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POU3F1 Rabbit pAb
Notas/Alias	OCT6; OTF6; SCIP; POU3F1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5453
ID de Gen	5453
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la POU3F1 humana (NP_002690.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q03052
Peso Molecular	45kDa
Envío	Bolsa de hielo