

Anticuerpo Policlonal Anti-Pou3F2 Para Wb, Elisa - P20265

Número de artículo: CM0023329



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra el factor de transcripción humano POU3F2 (BRN2, OCT7). Validado para Western blot y ELISA; dirigido al linaje neuroectodérmico. Ideal para estudios de diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POU3F2 Rabbit pAb
Notas/Alias	BRN2; OCT7; OTF7; OTF-7; POUF3; brn-2; oct-7; N-Oct3; POU3F2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5454
ID del Gen	5454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-68 de POU3F2 humano (NP_005595.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20265
Peso Molecular	47kDa
Envío	Bolsa de hielo