

Anticuerpo Policlonal Anti-Pou3F4 Para Wb Y Elisa - P49335

Número de artículo: CM0019362

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra POU3F4 humano (BRN-4), validado para WB y ELISA. Detecta POU3F4 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en neurociencia y estudios de factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POU3F4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BRN4; DFN3; OTF9; BRN-4; DFNX2; OCT-9; OTF-9; BRAIN-4; POU3F4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5456
ID del Gen	5456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de POU3F4 humano (NP_000298.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49335
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo