

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pou4F1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01851

Número de artículo: CM0023253

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra POU4F1 (BRN3A) humano, con reactividad cruzada con ratón y rata. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudios de diferenciación neuronal, apoptosis y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POU4F1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BRN3A, RDC-1, ATITHS, Oct-T1, brn-3A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5457
ID del gen	5457
Inmunógeno	Proteína recombinante; péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de POU4F1 humano (NP_006228.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01851
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo