

Anticuerpo Policlonal Anti-Pou4F3 Para Wb, Elisa - Q15319

Número de artículo: CM0025378

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a POU4F3 (BRN3C) humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre el desarrollo del sistema auditivo y la diferenciación de células ciliadas del oído interno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POU4F3 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	BRN3C; DFNA15; DFNA42; DFNA52; POU4F3
Especie	Humano
ID del Gen	5459
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de POU4F3 humano (NP_002691.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15319
Peso Molecular	37kDa
Envío	Bolsa de hielo