

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pou6F1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14863

Número de artículo: CM0028473



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra POU6F1 humano (BRN5, MPOU, TCFB1). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POU6F1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BRN5; MPOU; TCFB1; POU6F1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5463
GeneID	5463
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-301 de POU6F1 humano (NP_002693.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14863
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo