

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pp1 Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Número de artículo: CM0011260

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante que se dirige a la subunidad catalítica PP1 beta humana (P62140). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esencial para la investigación de la división celular, el metabolismo del glucógeno y la vía MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PP1 beta
Observaciones/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Especie	Humano
GeneID (humano)	5500
GeneID	5500
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 228-327 de PP1 beta humana (P62140).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62140
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo