

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pp1 Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Número de artículo: CM0012829

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PP1 beta humana (PPP1CB) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esencial para la división celular, el metabolismo del glucógeno y la señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PP1 beta pAb de conejo
Observaciones/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Especie	Humana
GeneID (humano)	5500
GeneID	5500
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 227-327 de la PP1 beta humana (NP_002700.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P62140
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo