

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pp2A-A α /Pr65A/Ppp2R1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P30153

Número de artículo: CM0029476



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A humano, una subunidad almacén de la proteína fosfatasa 2A. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRD36; PP2AA; PR65A; PP2AAALPHA; PP2A-Aalpha; PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5518
ID de gen	5518
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de PP2A-Aalpha/PR65 α /PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A humano (NP_055040.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30153
Peso de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo