


Anticuerpo Policlonal Anti-Pp2A-A β /Pr65B/Ppp2R1B Para Wb, Elisa - P30154

Número de artículo: CM0021567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B humano, la subunidad andamio de la fosfatasa proteica 2A. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Adecuado para el estudio de la señalización PP2A, la regulación del ciclo celular y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPP2R1B; PP2A-A β ; PR65B; subunidad andamio Abeta de la fosfatasa proteica 2; PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B
Especie	Humano
ID de Gen	5519
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 502-601 del PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B humano (NP_002707.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P30154
Peso Proteico	52kDa/61kDa/66kDa/73kDa
Envío	Bolsa de hielo