

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Para Wb, Elisa - P63151

Número de artículo: CM0007200



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A humano validado para WB y ELISA. Reconoce una proteína de 52 kDa y presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de ciclo celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A mAb de conejo
Observaciones/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5520
GeneID	5520
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 94-194 de PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A humano (NP_002708.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P63151
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo