

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A - P63151

Número de artículo: CM0014540



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (PPP2R2A) humano. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Observaciones/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5520
GeneID	5520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A humana (NP_002708.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63151
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo