

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63151

Número de artículo: CM0020376



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para la regulación del ciclo celular y la investigación de fosfatasas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo policlonal de conejo PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A                                                                                                |
| Observaciones/Alias | B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                 |
| ID de gen (Humano)  | 5520                                                                                                                                                   |
| ID de gen           | 5520                                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-447 de la PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A humana (NP_002708.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                    |
| SWISS               | P63151                                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 52kDa                                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                         |