


Anticuerpo Policlonal Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14738

Número de artículo: CM0023533



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PP2A-B56δ (PPP2R5D) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la función de la subunidad reguladora de la proteína fosfatasa 2A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D Conejo pAb
Observaciones/Alias	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5528
GeneID	5528
Inmunógeno	` Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14738
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo