


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14738

Número de artículo: CM0003335



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a PP2A-B566 (PPP2R5D) humana. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 480-602), 70kDa. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PP2A-B566/PR616/PPP2R5D mAb de conejo
Observaciones/Alias	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B566/PR616/PPP2R5D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5528
GeneID	5528
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-602 de la PPP2R5D humana (NP_006236.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14738
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo