


Anticuerpo Policlonal Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5E Para Wb Y Elisa - Q16537

Número de artículo: CM0020332



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a PP2A-B56δ/PR61δ (PPP2R5E) humano validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con rata. Ideal para estudios de fosfo-señalización y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E
Notas/Alias	B56E; B56epsilon; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5529
GeneID	5529
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q16537
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo