


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pp2A-B56γ/Pr61γ/Ppp2R5C Para Wb, Elisa - Q13362

Número de artículo: CM0025011



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la respuesta al daño en el ADN, la señalización ERK y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	B56G; PR61G; B56gamma; PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5527
GeneID	5527
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 del PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C humano (NP_848702.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13362
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo