

Anticuerpo Policlonales Anti-Pp2A-B56B/Pr61B/Ppp2R5B Para Wb Y Elisa - Q15173

Número de artículo: CM0021558

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B humana, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con rata. Ideal para estudios de regulación de PP2A, señalización de AKT1 y fosfatasa citoplasmáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B pAb de conejo
Observaciones/Alias	B56B; PR61B; B56beta; PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B
Especie	Humana
GeneID (Humana)	5526
GeneID	5526
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 400-497 de PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B humana (NP_006235.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q15173
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo