


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pp2A Catalítica A Para Wb, Ihc-P, If/Icc - P67775

Número de artículo: CM0028885



### Introducción

pAb de conejo PP2A Catalítica  $\alpha$  (P67775) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad cruzada humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de PP2A, la regulación del ciclo celular y el control de la transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo PP2A Catalítica $\alpha$                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; PP2A Catalítica $\alpha$                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 5515                                                                                                                                                    |
| GeneID              | 5515                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 de la PP2A Catalítica $\alpha$ humana (NP_002706.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                     |
| SWISS               | P67775                                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 36kDa                                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |