

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pp2A Catalítico B (Ppp2Cb) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62714

Número de artículo: CM0025020

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra la isoforma beta de la subunidad catalítica de PP2A humana (PPP2CB). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de PP2A y los complejos STRIPAK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PP2A Catalítico β Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP2CB; PP2Abeta; PP2A Catalítico β
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5516
GeneID	5516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 de la PP2A Catalítica β humana (NP_001009552.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62714
Peso Molecular	36kDa
Envío	Bolsa de hielo