


Anticuerpo Policlonal Anti-Ppa1 Para Wb, Elisa - Q15181

Número de artículo: CM0018362



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PPA1 humano (Pirofosfatasa inorgánica). Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo del fosfato y las vías de señalización JNK en investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5464
GeneID	5464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-289 de PPA1 humana (NP_066952.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15181
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo