


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppan Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nq55

Número de artículo: CM0029719



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la PPAN humana (homólogo supresor de SWI4 1, proteína que contiene dominio Brix 3). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacción cruzada con ratón. Apto para investigación de crecimiento celular y nucleolar.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PPAN Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | SSF; SSF1; SSF2; BXDC3; SSF-1; PPAN                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                    |
| ID del gen (Humano) | 56342                                                                                                                                                     |
| ID del gen          | 56342                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la PPAN humana (NP_064615.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                             |
| SWISS               | Q9NQ55                                                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 53kDa                                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |