

Anticuerpo Policlonal Anti-Ppap2A Para Wb, Elisa - O14494

Número de artículo: CM0030161



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo PPAP2A se dirige a la fosfatasa de fosfolípidos 1 humana (LPP1/PAP2a). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de fosfatos de lípidos y fosfatasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPAP2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LPP1; PAP2; LLP1a; PAP-2a; PPAP2A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8611
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PPAP2A humano (NP_003702.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14494
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo