

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppap2B Para Wb, Elisa - O14495

Número de artículo: CM0020714

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PPAP2B/PLPP3 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la fosfatasa de fosfatos lipídicos en biología vascular y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPAP2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LPP3; VCIP; Dri42; PAP2B; PPAP2B
Especie	Humana
GeneID (humano)	8613
GeneID	8613
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O14495
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo