


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppara Para Wb - Q07869

Número de artículo: CM0019605



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PPARA humano, validado para Western blot. Tiene reactividad cruzada con ratón. Herramienta esencial para investigación de metabolismo lipídico y receptores nucleares que involucra a PPAR α .

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPARA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPARA
Especie	Humano
ID del Gen	5465
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de PPARA humano (NP_001001928.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q07869
Peso de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo