


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppard Para Wb Y Elisa - Q03181

Número de artículo: CM0026558



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PPARD humano, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Una herramienta esencial para estudios de regulación metabólica y génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPARD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5467
GeneID	5467
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 101-200 de PPARD humano (NP_006229.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q03181
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo