

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppary Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37231

Número de artículo: CM0013399



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PPAR γ validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al receptor nuclear PPAR γ , un regulador clave de la adipogénesis, el metabolismo y la inflamación. Ideal para investigación de enfermedades metabólicas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPAR γ Conejo pAb
Observaciones/Alias	GLM1; CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARG5; PPARGgamma; PPAR γ
Especie	Humano
GeneID (humano)	5468
GeneID	5468
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de PPAR γ humano (NP_056953.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37231
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo