

Anticuerpo Policloal Anti-Ppat Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06203

Número de artículo: CM0028408

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PPAT para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce PPAT humano (glutamina PRPP amidotransferasa), presenta reacción cruzada con ratón y rata. ~57 kDa, ideal para estudios de biosíntesis de purinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPAT; PRAT; ATASE; PPAT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5471
GeneID	5471
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de PPAT humano (NP_002694.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06203
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo