


Anticuerpo Policlonal Anti-Ppbp Para Wb, Elisa - P02775

Número de artículo: CM0022871



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PPBP (CXCL7) de alta calidad validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta la proteína básica plaquetaria humana y variantes de quimiocinas. Ideal para investigación sobre inflamación, activación de leucocitos y agentes antimicrobianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5473
GeneID	5473
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-128 de PPBP humano (NP_002695.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02775
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo