


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ppcs Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hab8

Número de artículo: CM0002927



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PPCS humano (ligasa de fosfopantotenato--cisteína), validado para WB, IHC-P y ELISA. Esencial para estudiar la biosíntesis de coenzima A a partir de la vitamina B5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPCS mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMD2C; PPCS
Especie	Humano
GeneID (humano)	79717
GeneID	79717
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 212-311 del PPCS humano (Q9HAB8).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HAB8
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo