

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppfibp1 Para Wb Y Elisa - Q86W92

Número de artículo: CM0019425

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPFIBP1 humano (liprina-beta-1) para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la adhesión celular y los trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPFIBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	L2; SGT2; hSGT2; hSgt2p; NEDSMBA; PPFIBP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	8496
ID del gen	8496
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 846-1005 de PPFIBP1 humano (NP_003613.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q86W92
Peso de la proteína	114 kDa
Envío	Bolsa de hielo