


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pphln1 Para Wb Y Elisa - Q8Ney8

Número de artículo: CM0024552



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPHLN1 humano (Perifilina-1, CR, HSPC206, HSPC232). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios del complejo HUSH y silenciamiento epigenético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPHLN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CR, HSPC206, HSPC232, PPHLN1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	51535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 195-255 de PPHLN1 humano (NP_958846.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NEY8
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo