

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppia Para Wb, Elisa - P62937

Número de artículo: CM0016656



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la PPIA humana (Ciclofilina A). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar el plegamiento de proteínas, la inflamación, la apoptosis y los mecanismos de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPIA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYPA; CYPH; HEL-S-69p; PPIA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5478
GeneID	5478
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-165 de la PPIA humana (NP_066953.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62937
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo