

## Anticuerpo Policloal De Conejo Anti-Ppic Para Wb, Elisa - P45877

Número de artículo: CM0027212



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PPIC de CamelBio, específico para ciclofilina C humana, permite detección por Western blot y ELISA. Diseñado para investigadores que estudian el plegamiento de proteínas y la actividad isomerasa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PPIC Rabbit pAb                                                                                  |
| Observaciones/Alias | CYPC; PPIC                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                           |
| ID de Gen (Humano)  | 5480                                                                                             |
| ID de Gen           | 5480                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 23-212 de PPIC humano (NP_000934.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                           |
| SWISS               | P45877                                                                                           |
| Peso de la Proteína | 23kDa                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                   |